

PIDON

EL PRIMER **LÁSER DENTAL INTELIGENTE** PARA TEJIDOS
BLANDOS DEL MUNDO.

LASER DIODO

MODELO H1

LONGITUD DE ONDA: 980 NM/650 NM

POTENCIA: 10 VATIOS / 7 VATIOS

MODO DE EMISIÓN: MODOS CONTINUO Y
CERRADO/PULSO



Sta Beatriz 71 Local 2
Metro Manuel Montt



@dentalamericachile

PIEZAS DE MANO FÁCIL DE USAR



Pieza de mano multifuncional

Compatible con puntas de fibra desechables y varias piezas de mano funcionales



TMJ Pieza de mano para terapia



Pieza de mano blanqueadora



Punta de fibra desechable

200um,
300um, 400um



Pieza de mano de fotobiomodulación

- Con **57 procedimientos** de tratamiento preestablecidos, cualquier dentista, puede iniciar el láser.

Simple swipe y hacer clic.



El acceso WIFI directo permite obtener el últimas actualizaciones.



Las largas horas de batería garantizan el tratamiento hasta una semana



La memoria de almacenamiento de 16 GB proporciona espacio para almacenar videos tutoriales clínicos.



Pantalla táctil 2K Ultra HD hace que la operación del láser sea más fácil y conveniente

Detalles Técnicos

- **Frecuencia:** Hasta 20 kHz
- **Modos de funcionamiento:** Onda Continua (CW) / Pulsada
- **Conexión de fibra:** Fibra médica: 200 μm, 300 μm y 400 μm con conector estándar SMA905
- **Monitor:** 7" HD vivid Touch-Screen

Más Detalles ➤

www.dentalamerica.cl

